

ENJOYLIFE[®]

MASSAGE PISTOOL

HANDLEIDING

Specificaties



1. Krachtige borstelvrije hoge kracht motor met Quite Glide Technology
2. Knop voor Afneembare Batterij
3. Herlaadbare Lithium Batterij
4. Multi Speed voor optimale werking
5. Draadloos en Lichtgewicht (1.13 kg)
6. AAN/UIT knop
7. verwisselbare massagestukken

Vibratie frequentie :
Niveau 1 30Hz / Niveau 2 40Hz / Niveau 3 53Hz

Gewicht :
1.13 kg

Opladen :
110-240V 50/60Hz 5A 26VDC-1A

1

Bediening touchscreen



2

GEBRUIKSINSTRUCTIES

LADEN

- Laad de batterij voor 6 uren alvorens te gebruiken
- Om te laden, connecteer de bijgeleverde 24 V adapter aan de batterijpoort en plug dan de kabel van de adapter in de muurstekker
- de LED van de batterij licht op om de status van de batterij weer te geven, het duidt ook aan als de batterij oplaadt.
- als de batterij is aangesloten, licht de LED op
- Een volledige batterij wordt aangegeven als de LED stopt met pulsen en continue oplicht
- Het is niet aangeraden om de batterij volledig leeg te laten lopen.
- De duurtijd van de batterij is 4 uren, afhankelijk van de gebruikte intenties.

GEBRUIK

- Plaats de batterij op de juiste manier in het toestel - kijk na of ze vastklikt en op zijn plaats zit.
- Schakel het toestel aan : zet de knop onderaan de batterij op 'ON'. Schakel uit door deze knop op 'OFF' te zetten.
- Eens de knop op "ON" staat, druk op de middelste knop om het toestel te activeren.
- Druk op de '+' knop om de intentie te verbogen, druk op '-' knop om intentie te verlagen.
- Om het toestel uit te schakelen, druk weer op de middelste knop.
- Schakel de batterij uit.
- Gebruik het massage pistool op het gewenste lichaamsdeel, op de gewenste snelheid, gebruik geen overmatige druk. Laat het toestel het werk doen.
- Verwijder de batterij : druk licht op de knop boven de batterij met de duim. Trek de batterij naar beneden met de andere hand.

ONDERHOUD EN REINIGEN

- Gebruik een lichtvochtige doek om het toestel te reinigen, droog af met een droge doek.
- Voor opslag en vervoer, verwijder de batterij en plaats het toestel in de koffer.

3

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP: OM BLOOTSTELLING AAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN, PERSOONLIJK LETSEL OP KORTE TERMIJN TE VOORKOMEN, MOET DIT APPARAAT WORDEN GEBRUIKT VOLGENS DE VOLGENDE INSTRUCTIES.

- Alleen voor volwassenen
- Gebruik het apparaat alleen op een droog deel van het lichaam, boven de kleding, licht drukkend en bewegend over het lichaamsdeel gedurende 60 seconden (per spier of spiergroep)
- Gebruik de Enjoy Life-functie alleen op zachte lichaamsdelen, zonder pijn of een oncomfortabel gevoel te veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet op het hoofd of op harde lichaamsdelen
- Gebruik alleen de toepassing die het beste effect oplevert
- Breuken kunnen optreden als u het apparaat verkeerd en met te veel druk gebruikt. Controleer de behandelde lichaamsdelen en stop onmiddellijk als u pijn voelt of u zich oncomfortabel voelt.
- Houd uw vingers en haar uit de buurt van de bewegende delen en het achterkant van het apparaat
- Plaats niets in de ventilatiegaten van het toestel.
- Dompel het apparaat niet onder in water en laat geen water op het apparaat vallen
- Laat het toestel niet vallen
- Alleen opladen met de meegeleverde oplader
- Controleer het apparaat vóór elk gebruiken en vóór elke opladbeurt.
- Knoei niet met het apparaat en verander het apparaat niet
- Laat het apparaat niet achter wanneer het is ingeschakeld of wordt opgeladen.

4

AANDACHT

- Dompel het apparaat niet onder in water. Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen en hete bronnen. Houd de ventilatiegaten stofvrij en van alle soorten
- Draai de schroeven niet los of demonteer het apparaat niet
- Gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten. Laat het apparaat 30 minuten rusten vooraleer opnieuw te gebruiken.
- Verwijder de oplader van de accu na het opladen en vóór gebruik
- Verwijder de oplader van de accu na en voor het opladen

GEBRUIK HET ENJOYLIFE MASSAGE PISTOOL NIET ZONDER TOESTEMMING VAN UW ARTS IN DE VOLGENDE SITUATIES :

Zwangerschap, diabetes met neuropathische complicaties, netvliesbeschadiging, gebruik van pacemakers, recente operatie, epilepsie of migraine, hernia, spondylolisthesis, spondylolysis, spondylose, recente vervanging van verbindingen, in aanwezigheid van metalen fittingen, en eventuele gezondheidsproblemen.

Kinderen moeten door hun ouders begeleid bij het gebruik van een massage pistool

De opsomming van deze criteria betekent niet dat u de EnjoyLife niet kunt gebruiken, maar wij raden u aan uw arts te raadplegen.

Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de effecten van trillingsapparatuur voor specifieke medische toepassingen.

Dit zal waarschijnlijk leiden tot een verkorting van de bovenstaande lijst.

Oefening en ervaring heeft aangetoond dat integratie van trillingsoefeningen in veel gevallen wordt aanbevolen.

Dit dient te gebeuren met advies en in het aanwezigheid van een arts, specialist of fysiotherapeut.

5

GARANTIE

ALS HET APPARAAT BINNEN DE EERSTE 2 JAAR FAALT ALS RESULTAAT VAN TECHNISCHE STORING WORDT UW APPARAAT GRATIS VERVANGEN OF HERSTELD.

Om van deze garantie gebruik te kunnen maken, dient u uw gegevens te registreren op <https://enjoylifemassagegun.com/register-your-device/>

Deze garantie sluit uit:

- Schade als gevolg van een ongeval, misbruik, onjuist gebruik, transport - Schade als gevolg van een ongeluk, misbruik, onjuist gebruik, transport
- Goederen die onderhevig zijn aan niet-geautoriseerde reparatie
- Goederen die niet zijn gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen (bijvoorbeeld te veel druk)
- Schade die de waarde van het product overschrijdt
- Verslechtering van het apparaat als gevolg van onjuiste opslag- en/of veiligheidsinstructies ter plaatse

klant

- Als het aankoopbewijs niet kan worden getoond - Als het aankoopbewijs niet kan worden getoond
- Batterijen hebben een garantie van 3 maanden

De garantie garandeert wettelijke rechten; sommige rechten kunnen van land tot land verschillen. De garantie is beschikbaar volgens de garantieprocedures van internationale distributeurs.

6